



Descripción del artículo

Número de pedido	65.9923.394
Descripción del artículo	Tapón de rosca, amarillo, adecuada para recipiente de 70 ml, 120 ml

Características del producto

Indicado para	recipiente de 70 ml, 120 ml
---------------	-----------------------------

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón de rosca, amarillo, adecuada para
recipiente de 70 ml, 120 ml

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	20000
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	24000
Volumen de la caja	0.0829 cbm
Peso del producto	0.0049 kg
Peso de la caja	10.62 kg
EAN de la caja interna	4038917957199
EAN de la caja	4038917031851

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-01

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT