



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 55.1578 |
| Descripción del artículo | Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, tapón a presión, apto para citómetros de flujo FACSCan, 500 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Graduación | no |
| Tipo de cierre | tapón a presión |
| Indicado para | citómetros de flujo FACSCan |
| Forma del fondo | fondo redondo |
| Volumen de trabajo | 5 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 3000 x g |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|-------|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud del producto | 75 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito | hermético a 0,6 bar/10 min |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 2000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 500 |
| unidades / caja | 2000 |
| unidades / pallet | 72000 |
| Profundidad de la caja | 398 mm |
| Ancho de la caja | 398 mm |
| Altura de la caja | 265 mm |
| Volumen de la caja | 0.042 cbm |
| Peso del producto | 0.0021 kg |
| Peso de la caja | 4.71 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917087087 |
| EAN de la caja | 4038917005555 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

