



Descripción del artículo

Número de pedido	55.1579.002
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, apto para citómetros de flujo como FACSCanto, FACS Aria, FACSCalibur, LRS2, FC500, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	citómetros de flujo como FACSCanto, FACS Aria, FACSCalibur, LRS2, FC500
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	1000
unidades / pallet	56000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0298 cbm
Peso del producto	0.0026 kg
Peso de la caja	3.18 kg
EAN de la caja interna	4038917162746
EAN de la caja	4038917162739

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

