



Descripción del artículo

Número de pedido	55.460
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 16,5 ml, (LxØ): 130 x 17 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	16,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Dimensiones

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	130 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	1000
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0086 kg
Peso de la caja	9.35 kg
EAN de la caja interna	4038917081689
EAN de la caja	4038917000796

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

