



Descripción del artículo

Número de pedido	55.463
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 14 ml, (LxØ): 105 x 16,8 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 250 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	14 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Dimensiones

Diámetro	16.8 mm
Longitud del producto	105 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	250
unidades / caja	1000
unidades / pallet	42000
Profundidad caja interior	360 mm
Ancho de la caja interior	107 mm
Altura de la caja interior	184 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0062 kg
Peso de la caja	6.95 kg
EAN de la caja interna	4038917081719
EAN de la caja	4038917000826

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

