



Descripción del artículo

Número de pedido	55.465
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 20 ml, (LxØ): 100 x 21,5 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	20 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Dimensiones

Diámetro	21.5 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 500
unidades / pallet 21000
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 378 mm
Altura de la caja 250 mm
Volumen de la caja 0.0367 cbm
Peso del producto 0.0081 kg
Peso de la caja 4.5 kg
EAN de la caja interna 4038917081733
EAN de la caja 4038917000840

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

