



Descripción del artículo

Número de pedido	55.466
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 11,5 ml, (LxØ): 100 x 15,7 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 250 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	11,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Dimensiones

Diámetro	15.7 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 250
unidades / caja 1000
unidades / pallet 48000
Profundidad caja interior 336 mm
Ancho de la caja interior 102 mm
Altura de la caja interior 174 mm
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 378 mm
Altura de la caja 215 mm
Volumen de la caja 0.0315 cbm
Peso del producto 0.0055 kg
Peso de la caja 6.1 kg
EAN de la caja interna 4038917081740
EAN de la caja 4038917000857

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

