



Descripción del artículo

Número de pedido	55.467
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 80000
Profundidad caja interior 418 mm
Ancho de la caja interior 102 mm
Altura de la caja interior 191 mm
Profundidad de la caja 428 mm
Ancho de la caja 388 mm
Altura de la caja 225 mm
Volumen de la caja 0.0374 cbm
Peso del producto 0.0041 kg
Peso de la caja 9.04 kg
EAN de la caja interna 4038917081757
EAN de la caja 4038917000864

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

