



Descripción del artículo

Número de pedido	55.467.005
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0041 kg
Peso de la caja	9.05 kg
EAN de la caja interna	4038917106825
EAN de la caja	4038917011570

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

