



Descripción del artículo

Número de pedido	55.468
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 95 x 16,8 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 250 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	16.8 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 250
unidades / caja 1000
unidades / pallet 48000
Profundidad caja interior 366 mm
Ancho de la caja interior 97 mm
Altura de la caja interior 186 mm
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 378 mm
Altura de la caja 215 mm
Volumen de la caja 0.0315 cbm
Peso del producto 0.0058 kg
Peso de la caja 6.38 kg
EAN de la caja interna 4038917081764
EAN de la caja 4038917000871

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

