



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.474
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 11 ml, (LxØ): 82 x 16,8 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	11 ml
Centrifugación máx (ACR)	4500 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	16.8 mm
Longitud del producto	82 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 42000  
Profundidad de la caja 388 mm  
Ancho de la caja 378 mm  
Altura de la caja 250 mm  
Volumen de la caja 0.0367 cbm  
Peso del producto 0.0054 kg  
Peso de la caja 5.94 kg  
EAN de la caja interna 4038917081825  
EAN de la caja 4038917000932

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

