



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 55.475  
Descripción del artículo Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación no  
Tipo de cierre tapón a presión  
Forma del fondo fondo redondo  
Volumen de trabajo 5 ml  
Centrifugación máx (ACR) 4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro 13 mm  
Longitud del producto 75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje envase apilado  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 112000  
Profundidad caja interior 416 mm  
Ancho de la caja interior 77 mm  
Altura de la caja interior 193 mm  
Profundidad de la caja 428 mm  
Ancho de la caja 383 mm  
Altura de la caja 175 mm  
Volumen de la caja 0.0287 cbm  
Peso del producto 0.0031 kg  
Peso de la caja 6.89 kg  
EAN de la caja interna 4038917081832  
EAN de la caja 4038917000949

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

