



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 55.475.030  
Descripción del artículo Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, 500 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación no  
Forma del fondo fondo redondo  
Volumen de trabajo 5 ml  
Centrifugación máx (ACR) 4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro 13 mm  
Longitud del producto 75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	112000
Profundidad caja interior	416 mm
Ancho de la caja interior	77 mm
Altura de la caja interior	193 mm
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	383 mm
Altura de la caja	175 mm
Volumen de la caja	0.0287 cbm
Peso del producto	0.0031 kg
Peso de la caja	6.89 kg
EAN de la caja interna	4038917357883
EAN de la caja	4038917357876

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

