



Descripción del artículo

Número de pedido	55.475.200
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, apto para Tecan Genesis, FE500, 490 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	Tecan Genesis, FE500
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1960
Tipo de embalaje envase apilado
unidades / caja interna 490
unidades / caja 1960
unidades / pallet 109760
Profundidad caja interior 405 mm
Ancho de la caja interior 77 mm
Altura de la caja interior 193 mm
Profundidad de la caja 428 mm
Ancho de la caja 383 mm
Altura de la caja 175 mm
Volumen de la caja 0.0287 cbm
Peso del producto 0.003 kg
Peso de la caja 6.83 kg
EAN de la caja interna 4038917158466
EAN de la caja 4038917158459

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

