



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.476
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje envase apilado  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 120000  
Profundidad caja interior 387 mm  
Ancho de la caja interior 77 mm  
Altura de la caja interior 176 mm  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 358 mm  
Altura de la caja 175 mm  
Volumen de la caja 0.0249 cbm  
Peso del producto 0.0028 kg  
Peso de la caja 6.19 kg  
EAN de la caja interna 4038917081849  
EAN de la caja 4038917000956

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

