



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.476.013
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, neutro, estéril, 25 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	Tapón con ventilación
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0034 kg
Peso de la caja	4.08 kg
EAN de la caja interna	4038917107327
EAN de la caja	4038917011785

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

