



Descripción del artículo

Número de pedido	55.495
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 8,5 ml, (LxØ): 75 x 15,7 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	15.7 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 2000
unidades / pallet 60000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 340 mm
Volumen de la caja 0.0539 cbm
Peso del producto 0.0042 kg
Peso de la caja 9.01 kg
EAN de la caja interna 4038917082013
EAN de la caja 4038917001120

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

