



Descripción del artículo

Número de pedido	55.514
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 20 ml, (LxØ): 100 x 21,5 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	20 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	21.5 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 24000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 415 mm
Volumen de la caja 0.0657 cbm
Peso del producto 0.0067 kg
Peso de la caja 7.39 kg
EAN de la caja interna 4038917082099
EAN de la caja 4038917001182

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

