



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.515
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 36000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 300 mm  
Volumen de la caja 0.0475 cbm  
Peso del producto 0.0039 kg  
Peso de la caja 4.56 kg  
EAN de la caja interna 4038917082105  
EAN de la caja 4038917001199

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

