



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.516.177
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, marrón, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Diámetro	13 mm
Altura del producto	100 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto marrón

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 56000  
Volumen de la caja 0.0649 cbm  
Peso del producto 0.0034 kg  
Peso de la caja 7.85 kg  
EAN de la caja interna 4038917108980  
EAN de la caja 4038917031981

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

