



Descripción del artículo

Número de pedido	55.517
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 95 x 24,8 mm, material: PP, fondo redondo, tapón a presión, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	30 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Dimensiones

Diámetro	24.8 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 250
unidades / caja 500
unidades / pallet 18000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 300 mm
Volumen de la caja 0.0475 cbm
Peso del producto 0.0087 kg
Peso de la caja 5.02 kg
EAN de la caja interna 4038917082129
EAN de la caja 4038917001212

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

