



Descripción del artículo

Número de pedido	55.525.061
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, con escala, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 4000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 100
unidades / caja 4000
unidades / pallet 48000
Volumen de la caja 0.1237 cbm
Peso del producto 0.001 kg
Peso de la caja 5.85 kg
EAN de la caja interna 4038917276825
EAN de la caja 4038917276818

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

