



Descripción del artículo

Número de pedido	55.525.302
Descripción del artículo	Tubo de soporte, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, marrón, tapón a presión, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto marrón

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 250
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 250
unidades / caja 2000
unidades / pallet 60000
Volumen de la caja 0.046 cbm
Peso del producto 0.0026 kg
Peso de la caja 5.72 kg
EAN de la caja interna 4038917367257
EAN de la caja 4038917367240

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

