



Descripción del artículo

Número de pedido	55.526
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, tapón a presión, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	4000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	500
unidades / caja	4000
unidades / pallet	120000
Profundidad caja interior	381 mm
Ancho de la caja interior	77 mm
Altura de la caja interior	176 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	325 mm
Volumen de la caja	0.0463 cbm
Peso del producto	0.0023 kg
Peso de la caja	10.17 kg
EAN de la caja interna	4038917082211
EAN de la caja	4038917001304

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

