



Descripción del artículo

Número de pedido	55.526.046
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, marrón, tapón a presión, con escala, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto marrón

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 4000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 4000
unidades / pallet 64000
Volumen de la caja 0.0813 cbm
Peso del producto 0.0021 kg
Peso de la caja 10.34 kg
EAN de la caja interna 4038917109642
EAN de la caja 4038917068581

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

