




Descripción del artículo

Número de pedido	55.526.522
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, amarillo, tapón a presión, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	500
unidades / caja	4000
unidades / pallet	120000
Volumen de la caja	0.046 cbm
Peso del producto	0.0021 kg
Peso de la caja	10.25 kg
EAN de la caja interna	4038917109765
EAN de la caja	4038917032186

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

