



### **Descripción del artículo**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 55.526.533   |
| Descripción del artículo | Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, verde, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Graduación               | no              |
| Tipo de cierre           | tapón a presión |
| Forma del fondo          | fondo redondo   |
| Volumen de trabajo       | 5 ml            |
| Centrifugación máx (ACR) | 5000 x g        |
| Autoclavable (máx. °C)   | 121 °C          |

### **Dimensiones**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Diámetro              | 12 mm |
| Altura del producto   | 75 mm |
| Longitud del producto | 75 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto verde

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 4000  
unidades / pallet 64000  
Volumen de la caja 0.0813 cbm  
Peso del producto 0.0021 kg  
Peso de la caja 10.3 kg  
EAN de la caja interna 4038917109833  
EAN de la caja 4038917032339

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

