



Descripción del artículo

Número de pedido	55.532.300
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 4 ml, (LxØ): 75 x 11,5 mm, material: PP, fondo redondo, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	4 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	11.5 mm
Altura del producto	75 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 2000
unidades / pallet 80000
Volumen de la caja 0.0382 cbm
Peso del producto 0.002 kg
Peso de la caja 4.77 kg
EAN de la caja interna 4038917367349
EAN de la caja 4038917367332

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

