



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.535
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	3,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	55 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 5000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 5000  
unidades / pallet 120000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 415 mm  
Volumen de la caja 0.0657 cbm  
Peso del producto 0.0016 kg  
Peso de la caja 8.96 kg  
EAN de la caja interna 4038917082280  
EAN de la caja 4038917001380

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

