



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	55.535.300
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 3,5 ml, (LxØ): 55 x 12 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	3,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Altura del producto	55 mm
Longitud del producto	55 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 5000  
unidades / pallet 140000  
Volumen de la caja 0.0649 cbm  
Peso del producto 0.0017 kg  
Peso de la caja 8.84 kg  
EAN de la caja interna 4038917367370  
EAN de la caja 4038917367363

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

