




Descripción del artículo

Número de pedido	57.462.015
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón a presión, con escala, 250 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	2500 x g

Dimensiones

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	110 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	250
unidades / caja	1000
unidades / pallet	42000
Profundidad caja interior	366 mm
Ancho de la caja interior	114 mm
Altura de la caja interior	201 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.0063 kg
Peso de la caja	6.96 kg
EAN de la caja interna	4038917381079
EAN de la caja	4038917381062

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

