



Descripción del artículo

Número de pedido	57.462.300
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón a presión, con escala, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	2500 x g

Dimensiones

Diámetro	17 mm
Altura del producto	110 mm
Longitud del producto	110 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 32000
Volumen de la caja 0.0558 cbm
Peso del producto 0.0061 kg
Peso de la caja 6.61 kg
EAN de la caja interna 4038917367400
EAN de la caja 4038917367394

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

