



Descripción del artículo

Número de pedido	57.477.005
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fondo cónico, transparente, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	4,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	4000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	4000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0026 kg
Peso de la caja	11.19 kg
EAN de la caja interna	4038917107754
EAN de la caja	4038917011921

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

