



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	57.512
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón a presión, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	4,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 4000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 4000  
unidades / pallet 96000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 415 mm  
Volumen de la caja 0.0657 cbm  
Peso del producto 0.0021 kg  
Peso de la caja 9.26 kg  
EAN de la caja interna 4038917082075  
EAN de la caja 4038917001168

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

