



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	57.512.001
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 4,5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/envase apilado

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	4,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	50000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	120000
Profundidad caja interior	387 mm
Ancho de la caja interior	77 mm
Altura de la caja interior	176 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	175 mm
Volumen de la caja	0.0249 cbm
Peso del producto	0.0021 kg
Peso de la caja	4.88 kg
EAN de la caja interna	4038917108799
EAN de la caja	4038917072489

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

