



Descripción del artículo

Número de pedido	58.485.001
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón a presión, neutro, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	2500 x g

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	50 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Profundidad de la caja	648 mm
Ancho de la caja	420 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0395 cbm
Peso del producto	0.004 kg
Peso de la caja	4.66 kg
EAN de la caja interna	4038917108027
EAN de la caja	4038917012126

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

