



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 58.487 |
| Descripción del artículo | Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 40 x 23,5 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón a presión, sin cierre, 500 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Graduación | no |
| Tipo de cierre | tapón a presión |
| Forma del fondo | fondo plano |
| Volumen de trabajo | 12 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 1500 x g |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|---------|
| Diámetro | 23.5 mm |
| Longitud del producto | 40 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 48000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 415 mm
Volumen de la caja 0.0657 cbm
Peso del producto 0.0035 kg
Peso de la caja 7.79 kg
EAN de la caja interna 4038917081948
EAN de la caja 4038917001052

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

