



Descripción del artículo

Número de pedido	58.505.026
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón a presión, neutro, cierre incluido, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	12 ml

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	28000
Volumen de la caja	0.0649 cbm
Peso del producto	0.0066 kg
Peso de la caja	7.12 kg
EAN de la caja interna	4038917108522
EAN de la caja	4038917032407

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

