



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	58.505.046
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, marrón, tapón a presión, marrón, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	12 ml

### **Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	marrón

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0064 kg
Peso de la caja	6.89 kg
EAN de la caja interna	4038917225557
EAN de la caja	4038917225540

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

