



Descripción del artículo

Número de pedido	58.505.300
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	12 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Altura del producto	95 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 36000
Volumen de la caja 0.0492 cbm
Peso del producto 0.0049 kg
Peso de la caja 5.4 kg
EAN de la caja interna 4038917367523
EAN de la caja 4038917367516

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

