



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	58.536
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	50 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 72000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 300 mm  
Volumen de la caja 0.0475 cbm  
Peso del producto 0.0023 kg  
Peso de la caja 5.29 kg  
EAN de la caja interna 4038917082297  
EAN de la caja 4038917001397

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

