



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	58.536.300
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón a presión, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Altura del producto	50 mm
Longitud del producto	50 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 72000  
Volumen de la caja 0.0492 cbm  
Peso del producto 0.0024 kg  
Peso de la caja 5.24 kg  
EAN de la caja interna 4038917367554  
EAN de la caja 4038917367547

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

