



Descripción del artículo

Número de pedido	58.619
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 95 x 16,5 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	12 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	95 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 1000
unidades / pallet 36000
Volumen de la caja 0.0492 cbm
Peso del producto 0.0056 kg
Peso de la caja 6.1 kg
EAN de la caja interna 4038917082945
EAN de la caja 4038917032421

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

