



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	58.631
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 23 ml, (LxØ): 75 x 23,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	23 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	23.5 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 24000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 415 mm  
Volumen de la caja 0.0657 cbm  
Peso del producto 0.0055 kg  
Peso de la caja 6.18 kg  
EAN de la caja interna 4038917083027  
EAN de la caja 4038917002004

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

