



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	60.504.021
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, transparente, material: PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa, 2.000 unidades/caja

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	72000
Volumen de la caja	0.0492 cbm
Peso del producto	0.0024 kg
Peso de la caja	5.74 kg
EAN de la caja interna	4038917348201
EAN de la caja	4038917348195

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT