



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.507.001
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 16 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	5 ml

### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Volumen de la caja	0.0382 cbm
Peso del producto	0.0038 kg
Peso de la caja	4.26 kg
EAN de la caja interna	4038917108751
EAN de la caja	4038917071529

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

