



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 60.540.322 |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre montado, estéril, 500 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|----------------|
| Graduación | no |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Forma del fondo | fondo redondo |
| Volumen de trabajo | 13 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 4000 x g |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|---------|
| Diámetro | 16.5 mm |
| Longitud del producto | 101 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | rojo |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cumple el requisito | IATA |
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | estéril |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 500 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 500 |
| unidades / caja | 500 |
| unidades / pallet | 28000 |
| Volumen de la caja | 0.029 cbm |
| Peso del producto | 0.006 kg |
| Peso de la caja | 3.45 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917367615 |
| EAN de la caja | 4038917367608 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

