



Descripción del artículo

Número de pedido	60.541.009
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fondo redondo con faldón, transparente, tapón de rosca, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo con faldón
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	101 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0067 kg
Peso de la caja	7.2 kg
EAN de la caja interna	4038917110563
EAN de la caja	4038917032438

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

