



### Descripción del artículo

Número de pedido	60.541.109
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fondo redondo con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, estéril, 500 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo con faldón
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	101 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	28000
Volumen de la caja	0.065 cbm
Peso del producto	0.0067 kg
Peso de la caja	7.2 kg
EAN de la caja interna	4038917110884
EAN de la caja	4038917028806

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

