



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.541.685
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fondo redondo con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo con faldón
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	101 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	24000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0066 kg
Peso de la caja	7.29 kg
EAN de la caja interna	4038917111065
EAN de la caja	4038917013147

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

